

Formblatt für die Aufzeichnung des Ausgangszustandes der Konstanzprüfung für Röntengeräte mit analogem Bildempfänger sowie der Filmverarbeitung

Betreiber:			
Anlage zum Prüfbericht der Abnahmeprüfung vom:			
Röntgeneinrichtung für intraorale Aufnahmen		Filmverarbeitung	
Bezeichnung:		Entwicklungseinrichtung	
Röntgenstrahler (Serien-Nr.):		Hersteller:	
Röntgenröhrenspannung	kV	Typ:	
Röntgenröhrenstrom:		Entwicklertemperatur	
Expositionszeit:	s	Sollwert:	°C
Gewählte Tasten: (z. B. Filmstufe/Patientenangleich)		Gemessen:	°C
Röntgenfilm – Hersteller:			
Röntgenfilm - Typ:		Verarbeitungszeit Intraoral:	
Optische Dichte der mittleren Stufe der Referenzaufnahme (Sollwert 1,2 +/- 0,2):		min	Extraoral: min
Röntgeneinrichtung für Panoramaschicht- / Fernröntgenaufnahmen		Entwickler	
Bezeichnung:		Hersteller:	
Röntgenstrahler (Serien-Nr.):		Typ:	
Gerät	Panoramaschicht	Fernröntgen	Fixierer
Röntgenröhrenspannung:	kV	kV	Hersteller:
Röntgenröhrenstrom:	mA	mA	Typ:
Expositionszeit:	s	s	
Röntgenfilm - Hersteller und Typ:			
Verstärkungsfolie - Hersteller und Typ:		Prüfkörper (Hersteller, Serien-Nr.):	
Opt. Dichte der mittleren Stufe der Referenz (Sollwert 1,2 +/- 0,2):			

Ort/Datum

Name und Firma des Prüfers

Unterschrift des Prüfers